



اپروچ به کره در بالغین


شما دستیار سال آخر نورولوژی می‌باشید. آقای ۴۱ ساله با سابقه سیزده ماهه از حرکات اضافی که بیشتر در اطراف دهان بوده و گاه در تنه و اندام‌ها نیز دیده می‌شود در بخش بستری شده است. علایم پیشرونده است. سابقه‌ای از هیچ بیماری خاص یا مصرف دارو و مواد را نمی‌دهد. در معاینه غیر از موارد موجود در ویدئو گاهی صدا در می‌آورد یا فین می‌کند. لطفاً ویدئو را مشاهده فرمایید.





در این مرحله برای رسیدن به تشخیص کدامیک از اقدامات فرا بالینی زیر را انجام می‌دهید؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

مدت آزمون:12				آزمون:04_بیماریهای مغز و اعصاب_PMP																							
مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه																							
	0.00	1.00-	انجام نشد.	Lung HRCT																							
	0.00	1.00		Brain MRI																							
	0.00	1.00-	انجام نشد.	Brain MRV																							
	0.00	1.00	<table><tr><th>Project name</th><th>Result</th><th>Unit</th><th>Reference range</th></tr><tr><td>Alanine aminotransferase</td><td>49</td><td>U/L</td><td>7-45</td></tr><tr><td>Aspartate aminotransferase</td><td>64</td><td>U/L</td><td>13-40</td></tr><tr><td>γ-glutamyl transferase</td><td>165</td><td>IU/L</td><td>7-45</td></tr><tr><td>Alkaline phosphatase</td><td>284</td><td>U/L</td><td>30-120</td></tr></table>	Project name	Result	Unit	Reference range	Alanine aminotransferase	49	U/L	7-45	Aspartate aminotransferase	64	U/L	13-40	γ-glutamyl transferase	165	IU/L	7-45	Alkaline phosphatase	284	U/L	30-120	Liver function tests			
Project name	Result	Unit	Reference range																								
Alanine aminotransferase	49	U/L	7-45																								
Aspartate aminotransferase	64	U/L	13-40																								
γ-glutamyl transferase	165	IU/L	7-45																								
Alkaline phosphatase	284	U/L	30-120																								
	0.00	2.00-	انجام نشد.	Skin biopsy																							


			<table><thead><tr><th>Test</th><th>Value</th><th>Normal range</th></tr></thead><tbody><tr><td>Anticardiolipin IgG (g/L)</td><td>4.80</td><td>< 8.00</td></tr><tr><td>Anticardiolipin IgM (MG/L)</td><td>3.20</td><td>< 11.00</td></tr><tr><td>Antithrombin (IU/ml)</td><td>0.52</td><td>0.80 ~ 1.20</td></tr><tr><td>Lupus anticoagulant (DRVVT ratio)</td><td>0.60</td><td>0.90 ~ 1.10</td></tr></tbody></table> ANA - 17 Pro  RESULT: ANA Blot test reported Negative as antibodies were not detected against any of the antigens from the ANA Blot profile.	Test	Value	Normal range	Anticardiolipin IgG (g/L)	4.80	< 8.00	Anticardiolipin IgM (MG/L)	3.20	< 11.00	Antithrombin (IU/ml)	0.52	0.80 ~ 1.20	Lupus anticoagulant (DRVVT ratio)	0.60	0.90 ~ 1.10	Antinuclear antibodies, Anticardiolipin antibodies, Lupus anticoagulant	
Test	Value	Normal range																		
Anticardiolipin IgG (g/L)	4.80	< 8.00																		
Anticardiolipin IgM (MG/L)	3.20	< 11.00																		
Antithrombin (IU/ml)	0.52	0.80 ~ 1.20																		
Lupus anticoagulant (DRVVT ratio)	0.60	0.90 ~ 1.10																		
			انجام نشد.	CSF RT-QuIC for prion diseases																
			<table><thead><tr><th>Test Name</th><th>Result</th><th>Flag</th><th>Reference Range</th></tr></thead><tbody><tr><td>FASTING:NO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CERULOPLASMIN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CERULOPLASMIN</td><td>21</td><td></td><td>18-36 mg/dL</td></tr></tbody></table>	Test Name	Result	Flag	Reference Range	FASTING:NO				CERULOPLASMIN				CERULOPLASMIN	21		18-36 mg/dL	Serum ceruloplasmin
Test Name	Result	Flag	Reference Range																	
FASTING:NO																				
CERULOPLASMIN																				
CERULOPLASMIN	21		18-36 mg/dL																	

با توجه به نمای اسمیر خون محیطی و وجود تعداد بالای آکانتوسیت و MRI مغزی بیمار کدامیک از اقدامات زیر را درخواست می‌کنید؟



(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

بازخورد					نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ	گزینه												
<table><thead><tr><th>Test Name</th><th>Result</th><th>Flag</th><th>Reference Range</th></tr></thead><tbody><tr><td>CREATINE KINASE, TOTAL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CREATINE KINASE, TOTAL</td><td>542</td><td>HIGH</td><td>29-143 U/L</td></tr></tbody></table>					Test Name	Result	Flag	Reference Range	CREATINE KINASE, TOTAL				CREATINE KINASE, TOTAL	542	HIGH	29-143 U/L	1.00	0.00		Measurement of serum CPK level
Test Name	Result	Flag	Reference Range																	
CREATINE KINASE, TOTAL																				
CREATINE KINASE, TOTAL	542	HIGH	29-143 U/L																	
انجام نشد.					1.00-	0.00		Measurement of serum uric acid level												
انجام نشد.					1.00-	0.00		Measurement of 24-hour urinary copper level												


	0.00	2.00	 In echocardiography four-chamber dilative cardiomyopathy is evident	Performing cardiology consult
	0.00	2.00-	انجام نشد.	Performing GI consult

			Sensory NCS <table><thead><tr><th>Nerve / Sites</th><th>Rec. Site</th><th>Onset Lat ms</th><th>Peak Lat ms</th><th>NP Amp μV</th><th>PP Amp μV</th><th>Segments</th><th>Distance mm</th><th>Velocity m/s</th></tr></thead><tbody><tr><td>L Median - Digit II (Antidromic)</td><td>Wrist</td><td>Dig II</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Wrist - Dig II</td><td>130</td><td>NR</td></tr><tr><td>R Median - Digit II (Antidromic)</td><td>Wrist</td><td>Dig II</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Wrist - Dig II</td><td>130</td><td>NR</td></tr><tr><td>L Ulnar - Digit V (Antidromic)</td><td>Wrist</td><td>Dig V</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Wrist - Dig V</td><td>110</td><td>NR</td></tr><tr><td>R Ulnar - Digit V (Antidromic)</td><td>Wrist</td><td>Dig V</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Wrist - Dig V</td><td>110</td><td>NR</td></tr><tr><td>L Sural - Ankle (Calf)</td><td>Calf</td><td>Ankle</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Calf - Ankle</td><td>140</td><td>NR</td></tr><tr><td>R Sural - Ankle (Calf)</td><td>Calf</td><td>Ankle</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Calf - Ankle</td><td>140</td><td>NR</td></tr></tbody></table> Left Median-Digit II (Antidromic) 20mV 20ms Wrist 40mV 20ms Right Median-Digit II (Antidromic) 20mV 20ms Wrist 40mV 20ms Left Ulnar-Digit V (Antidromic) 20mV 20ms Wrist 40mV 20ms Right Ulnar-Digit V (Antidromic) 20mV 20ms Wrist 40mV 20ms Left Sural-Ankle (Calf) 20mV 20ms Calf 40mV 20ms Right Sural-Ankle (Calf) 20mV 20ms Calf 40mV 20ms Motor NCS <table><thead><tr><th>Nerve / Sites</th><th>Muscle</th><th>Latency ms</th><th>Amplitude mV</th><th>Amp % %</th><th>Duration ms</th><th>Segments</th><th>Distance mm</th><th>Lat Diff ms</th><th>Velocity m/s</th></tr></thead><tbody><tr><td>L Median - APB</td><td>APB</td><td>5.23</td><td>0.6</td><td>100.00</td><td>3.71</td><td>Wrist - APB</td><td>70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Elbow - APB</td><td>APB</td><td>12.23</td><td>0.4</td><td>65.63</td><td>3.69</td><td>Elbow - Wrist</td><td>250</td><td>7.00</td><td>36</td></tr><tr><td>R Median - APB</td><td>APB</td><td>4.68</td><td>1.0</td><td>100.00</td><td>3.92</td><td>Wrist - APB</td><td>70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Elbow - APB</td><td>APB</td><td>10.69</td><td>0.8</td><td>77.38</td><td>4.54</td><td>Elbow - Wrist</td><td>260</td><td>6.10</td><td>43</td></tr><tr><td>L Ulnar - ADM</td><td>ADM</td><td>2.83</td><td>4.1</td><td>100.00</td><td>6.35</td><td>Wrist - ADM</td><td>70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B Elbow - ADM</td><td>ADM</td><td>8.46</td><td>3.1</td><td>76.25</td><td>6.17</td><td>B Elbow - Wrist</td><td>260</td><td>5.63</td><td>46</td></tr><tr><td>A Elbow - ADM</td><td>ADM</td><td>9.05</td><td>2.7</td><td>66.78</td><td>6.88</td><td>A Elbow - B Elbow</td><td>80</td><td>1.19</td><td>87</td></tr><tr><td>R Ulnar - ADM</td><td>ADM</td><td>2.98</td><td>4.9</td><td>100.00</td><td>6.19</td><td>Wrist - ADM</td><td>70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B Elbow - ADM</td><td>ADM</td><td>6.71</td><td>3.3</td><td>87.42</td><td>7.31</td><td>B Elbow - Wrist</td><td>260</td><td>3.73</td><td>70</td></tr><tr><td>A Elbow - ADM</td><td>ADM</td><td>9.17</td><td>3.3</td><td>67.26</td><td>6.87</td><td>A Elbow - B Elbow</td><td>80</td><td>2.46</td><td>33</td></tr><tr><td>Median stimulation</td><td>ADM</td><td>10.19</td><td>0.4</td><td>8.90</td><td>6.00</td><td>Median stimulation - A Elbow</td><td></td><td>1.02</td><td></td></tr><tr><td>L Peroneal - EDB</td><td>EDB</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Ankle - EDB</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fib head - EDB</td><td>EDB</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Fib head - Ankle</td><td></td><td>NR</td><td></td></tr><tr><td>R Peroneal - EDB</td><td>EDB</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Ankle - EDB</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fib head - EDB</td><td>EDB</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Fib head - Ankle</td><td></td><td>NR</td><td></td></tr></tbody></table> 2 of 3	Nerve / Sites	Rec. Site	Onset Lat ms	Peak Lat ms	NP Amp μV	PP Amp μV	Segments	Distance mm	Velocity m/s	L Median - Digit II (Antidromic)	Wrist	Dig II	NR	NR	NR	Wrist - Dig II	130	NR	R Median - Digit II (Antidromic)	Wrist	Dig II	NR	NR	NR	Wrist - Dig II	130	NR	L Ulnar - Digit V (Antidromic)	Wrist	Dig V	NR	NR	NR	Wrist - Dig V	110	NR	R Ulnar - Digit V (Antidromic)	Wrist	Dig V	NR	NR	NR	Wrist - Dig V	110	NR	L Sural - Ankle (Calf)	Calf	Ankle	NR	NR	NR	Calf - Ankle	140	NR	R Sural - Ankle (Calf)	Calf	Ankle	NR	NR	NR	Calf - Ankle	140	NR	Nerve / Sites	Muscle	Latency ms	Amplitude mV	Amp % %	Duration ms	Segments	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s	L Median - APB	APB	5.23	0.6	100.00	3.71	Wrist - APB	70			Elbow - APB	APB	12.23	0.4	65.63	3.69	Elbow - Wrist	250	7.00	36	R Median - APB	APB	4.68	1.0	100.00	3.92	Wrist - APB	70			Elbow - APB	APB	10.69	0.8	77.38	4.54	Elbow - Wrist	260	6.10	43	L Ulnar - ADM	ADM	2.83	4.1	100.00	6.35	Wrist - ADM	70			B Elbow - ADM	ADM	8.46	3.1	76.25	6.17	B Elbow - Wrist	260	5.63	46	A Elbow - ADM	ADM	9.05	2.7	66.78	6.88	A Elbow - B Elbow	80	1.19	87	R Ulnar - ADM	ADM	2.98	4.9	100.00	6.19	Wrist - ADM	70			B Elbow - ADM	ADM	6.71	3.3	87.42	7.31	B Elbow - Wrist	260	3.73	70	A Elbow - ADM	ADM	9.17	3.3	67.26	6.87	A Elbow - B Elbow	80	2.46	33	Median stimulation	ADM	10.19	0.4	8.90	6.00	Median stimulation - A Elbow		1.02		L Peroneal - EDB	EDB	NR	NR	NR	NR	Ankle - EDB	80			Fib head - EDB	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR		R Peroneal - EDB	EDB	NR	NR	NR	NR	Ankle - EDB	80			Fib head - EDB	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR		0.00	2.00	Performing 4-limb electrodiagnosis
Nerve / Sites	Rec. Site	Onset Lat ms	Peak Lat ms	NP Amp μV	PP Amp μV	Segments	Distance mm	Velocity m/s																																																																																																																																																																																																																													
L Median - Digit II (Antidromic)	Wrist	Dig II	NR	NR	NR	Wrist - Dig II	130	NR																																																																																																																																																																																																																													
R Median - Digit II (Antidromic)	Wrist	Dig II	NR	NR	NR	Wrist - Dig II	130	NR																																																																																																																																																																																																																													
L Ulnar - Digit V (Antidromic)	Wrist	Dig V	NR	NR	NR	Wrist - Dig V	110	NR																																																																																																																																																																																																																													
R Ulnar - Digit V (Antidromic)	Wrist	Dig V	NR	NR	NR	Wrist - Dig V	110	NR																																																																																																																																																																																																																													
L Sural - Ankle (Calf)	Calf	Ankle	NR	NR	NR	Calf - Ankle	140	NR																																																																																																																																																																																																																													
R Sural - Ankle (Calf)	Calf	Ankle	NR	NR	NR	Calf - Ankle	140	NR																																																																																																																																																																																																																													
Nerve / Sites	Muscle	Latency ms	Amplitude mV	Amp % %	Duration ms	Segments	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s																																																																																																																																																																																																																												
L Median - APB	APB	5.23	0.6	100.00	3.71	Wrist - APB	70																																																																																																																																																																																																																														
Elbow - APB	APB	12.23	0.4	65.63	3.69	Elbow - Wrist	250	7.00	36																																																																																																																																																																																																																												
R Median - APB	APB	4.68	1.0	100.00	3.92	Wrist - APB	70																																																																																																																																																																																																																														
Elbow - APB	APB	10.69	0.8	77.38	4.54	Elbow - Wrist	260	6.10	43																																																																																																																																																																																																																												
L Ulnar - ADM	ADM	2.83	4.1	100.00	6.35	Wrist - ADM	70																																																																																																																																																																																																																														
B Elbow - ADM	ADM	8.46	3.1	76.25	6.17	B Elbow - Wrist	260	5.63	46																																																																																																																																																																																																																												
A Elbow - ADM	ADM	9.05	2.7	66.78	6.88	A Elbow - B Elbow	80	1.19	87																																																																																																																																																																																																																												
R Ulnar - ADM	ADM	2.98	4.9	100.00	6.19	Wrist - ADM	70																																																																																																																																																																																																																														
B Elbow - ADM	ADM	6.71	3.3	87.42	7.31	B Elbow - Wrist	260	3.73	70																																																																																																																																																																																																																												
A Elbow - ADM	ADM	9.17	3.3	67.26	6.87	A Elbow - B Elbow	80	2.46	33																																																																																																																																																																																																																												
Median stimulation	ADM	10.19	0.4	8.90	6.00	Median stimulation - A Elbow		1.02																																																																																																																																																																																																																													
L Peroneal - EDB	EDB	NR	NR	NR	NR	Ankle - EDB	80																																																																																																																																																																																																																														
Fib head - EDB	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR																																																																																																																																																																																																																													
R Peroneal - EDB	EDB	NR	NR	NR	NR	Ankle - EDB	80																																																																																																																																																																																																																														
Fib head - EDB	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR																																																																																																																																																																																																																													
			<table><thead><tr><th>Nerve / Sites</th><th>Muscle</th><th>Latency ms</th><th>Amplitude mV</th><th>Amp % %</th><th>Duration ms</th><th>Segments</th><th>Distance mm</th><th>Lat Diff ms</th><th>Velocity m/s</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fib head</td><td>EDB</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Fib head - Ankle</td><td></td><td>NR</td><td></td></tr><tr><td>L Tibial - AH</td><td>AH</td><td>6.23</td><td>0.3</td><td>100.00</td><td>3.56</td><td>Ankle - AH</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pop fossa - AH</td><td>AH</td><td>17.73</td><td>0.3</td><td>90.37</td><td>8.17</td><td>Pop fossa - Ankle</td><td>420</td><td>11.50</td><td>37</td></tr><tr><td>R Tibial - AH</td><td>AH</td><td>5.48</td><td>0.3</td><td>100.00</td><td>4.83</td><td>Ankle - AH</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pop fossa - AH</td><td>AH</td><td>16.46</td><td>0.3</td><td>102.50</td><td>7.69</td><td>Pop fossa - Ankle</td><td>420</td><td>10.98</td><td>38</td></tr></tbody></table> Left Median-APB 5mV 20ms Wrist 1 40mV 20ms Left Ulnar-ADM 5mV 20ms Wrist 1 40mV 20ms Right Ulnar-ADM 5mV 20ms Wrist 1 40mV 20ms Right Median-APB 5mV 20ms Wrist 2 40mV 20ms Left Peroneal-EDB 5mV 20ms Ankle 1 40mV 20ms Right Tibial-AH 5mV 20ms Ankle 1 40mV 20ms Left Tibial-AH 5mV 20ms Ankle 1 40mV 20ms Left Peroneal-EDB 5mV 20ms Ankle 1 40mV 20ms Right Tibial-AH 5mV 20ms Ankle 2 40mV 20ms Left Tibial-AH 5mV 20ms Ankle 2 40mV 20ms Right Tibial-AH 5mV 20ms Ankle 2 40mV 20ms Left Tibial-AH 5mV 20ms Ankle 2 40mV 20ms	Nerve / Sites	Muscle	Latency ms	Amplitude mV	Amp % %	Duration ms	Segments	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s	Fib head	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR		L Tibial - AH	AH	6.23	0.3	100.00	3.56	Ankle - AH	80			Pop fossa - AH	AH	17.73	0.3	90.37	8.17	Pop fossa - Ankle	420	11.50	37	R Tibial - AH	AH	5.48	0.3	100.00	4.83	Ankle - AH	80			Pop fossa - AH	AH	16.46	0.3	102.50	7.69	Pop fossa - Ankle	420	10.98	38	0.00	3.00-	Performing whole body PET scan																																																																																																																																																																			
Nerve / Sites	Muscle	Latency ms	Amplitude mV	Amp % %	Duration ms	Segments	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s																																																																																																																																																																																																																												
Fib head	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR																																																																																																																																																																																																																													
L Tibial - AH	AH	6.23	0.3	100.00	3.56	Ankle - AH	80																																																																																																																																																																																																																														
Pop fossa - AH	AH	17.73	0.3	90.37	8.17	Pop fossa - Ankle	420	11.50	37																																																																																																																																																																																																																												
R Tibial - AH	AH	5.48	0.3	100.00	4.83	Ankle - AH	80																																																																																																																																																																																																																														
Pop fossa - AH	AH	16.46	0.3	102.50	7.69	Pop fossa - Ankle	420	10.98	38																																																																																																																																																																																																																												
			<table><thead><tr><th>Nerve / Sites</th><th>Muscle</th><th>Latency ms</th><th>Amplitude mV</th><th>Amp % %</th><th>Duration ms</th><th>Segments</th><th>Distance mm</th><th>Lat Diff ms</th><th>Velocity m/s</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fib head</td><td>EDB</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>NR</td><td>Fib head - Ankle</td><td></td><td>NR</td><td></td></tr><tr><td>L Tibial - AH</td><td>AH</td><td>6.23</td><td>0.3</td><td>100.00</td><td>3.56</td><td>Ankle - AH</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pop fossa - AH</td><td>AH</td><td>17.73</td><td>0.3</td><td>90.37</td><td>8.17</td><td>Pop fossa - Ankle</td><td>420</td><td>11.50</td><td>37</td></tr><tr><td>R Tibial - AH</td><td>AH</td><td>5.48</td><td>0.3</td><td>100.00</td><td>4.83</td><td>Ankle - AH</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pop fossa - AH</td><td>AH</td><td>16.46</td><td>0.3</td><td>102.50</td><td>7.69</td><td>Pop fossa - Ankle</td><td>420</td><td>10.98</td><td>38</td></tr></tbody></table> 2 of 3	Nerve / Sites	Muscle	Latency ms	Amplitude mV	Amp % %	Duration ms	Segments	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s	Fib head	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR		L Tibial - AH	AH	6.23	0.3	100.00	3.56	Ankle - AH	80			Pop fossa - AH	AH	17.73	0.3	90.37	8.17	Pop fossa - Ankle	420	11.50	37	R Tibial - AH	AH	5.48	0.3	100.00	4.83	Ankle - AH	80			Pop fossa - AH	AH	16.46	0.3	102.50	7.69	Pop fossa - Ankle	420	10.98	38	0.00	2.00-	Performing genetic test for trinucleotide repeat																																																																																																																																																																			
Nerve / Sites	Muscle	Latency ms	Amplitude mV	Amp % %	Duration ms	Segments	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s																																																																																																																																																																																																																												
Fib head	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR																																																																																																																																																																																																																													
L Tibial - AH	AH	6.23	0.3	100.00	3.56	Ankle - AH	80																																																																																																																																																																																																																														
Pop fossa - AH	AH	17.73	0.3	90.37	8.17	Pop fossa - Ankle	420	11.50	37																																																																																																																																																																																																																												
R Tibial - AH	AH	5.48	0.3	100.00	4.83	Ankle - AH	80																																																																																																																																																																																																																														
Pop fossa - AH	AH	16.46	0.3	102.50	7.69	Pop fossa - Ankle	420	10.98	38																																																																																																																																																																																																																												

با در نظر گرفتن CPK بالا، وجود کاردیومیوپاتی اتساعی چهار بطنی و نمای NCS که در زیر نشان داده شده است و EMG که تغییرات نوروزنیک در عضلات دیستال اندامها نشان داده.


Sensory NCS

Nerve / Sites	Rec. Site	Onset Lat ms	Peak Lat ms	NP Amp µV	PP Amp µV	Segments	Distance mm	Velocity m/s
L Median - Digit II (Antidromic)								
Wrist	Dig II	NR	NR	NR	NR	Wrist - Dig II	130	NR
R Median - Digit II (Antidromic)								
Wrist	Dig II	NR	NR	NR	NR	Wrist - Dig II	130	NR
L Ulnar - Digit V (Antidromic)								
Wrist	Dig V	NR	NR	NR	NR	Wrist - Dig V	110	NR
R Ulnar - Digit V (Antidromic)								
Wrist	Dig V	NR	NR	NR	NR	Wrist - Dig V	110	NR
L Sural - Ankle (Calf)								
Calf	Ankle	NR	NR	NR	NR	Calf - Ankle	140	NR
R Sural - Ankle (Calf)								
Calf	Ankle	NR	NR	NR	NR	Calf - Ankle	140	NR

**Motor NCS**

Nerve / Sites	Muscle	Latency ms	Amplitude mV	Amp % %	Duration ms	Segments	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s
L Median - APB									
Wrist	APB	5.23	0.6	100.00	3.71	Wrist - APB	70		
Elbow	APB	12.23	0.4	65.63	3.69	Elbow - Wrist	250	7.00	36
R Median - APB									
Wrist	APB	4.68	1.0	100.00	3.92	Wrist - APB	70		
Elbow	APB	10.69	0.8	77.38	4.54	Elbow - Wrist	260	6.10	43
L Ulnar - ADM									
Wrist	ADM	2.83	4.1	100.00	6.35	Wrist - ADM	70		
B. Elbow	ADM	8.46	3.1	76.25	6.17	B. Elbow - Wrist	260	5.83	46
A. Elbow	ADM	9.65	2.7	66.78	6.88	A. Elbow - B. Elbow	80	1.19	67
R Ulnar - ADM									
Wrist	ADM	2.98	4.9	100.00	6.19	Wrist - ADM	70		
B. Elbow	ADM	6.71	3.3	67.42	7.31	B. Elbow - Wrist	260	3.73	70
A. Elbow	ADM	9.17	3.3	67.26	6.87	A. Elbow - B. Elbow	80	2.46	33
median stimulation	ADM	10.19	0.4	8.80	6.00	median stimulation - A. Elbow		1.02	
L Peroneal - EDB									
Ankle	EDB	NR	NR	NR	NR	Ankle - EDB	80		
Fib head	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR	
R Peroneal - EDB									
Ankle	EDB	NR	NR	NR	NR	Ankle - EDB	80		

Nerve / Sites	Muscle	Latency ms	Amplitude mV	Amp % %	Duration ms	Segments	Distance mm	Lat Diff ms	Velocity m/s
Fib head	EDB	NR	NR	NR	NR	Fib head - Ankle		NR	
L Tibial - AH									
Ankle	AH	6.23	0.3	100.00	3.56	Ankle - AH	80		
Pop fossa	AH	17.73	0.3	90.37	8.17	Pop fossa - Ankle	420	11.50	37
R Tibial - AH									
Ankle	AH	5.48	0.3	100.00	4.83	Ankle - AH	80		
Pop fossa	AH	16.46	0.3	102.50	7.69	Pop fossa - Ankle	420	10.98	38



اولویت تشخیصی شما چیست؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	0.00		Huntington disease like 2 -1 ۲- مک لود ۳- کره آکانتوسیتوز
	0.00	2.00		۱- مک لود ۲- کره آکانتوسیتوز Huntington disease like 2 -۳
	0.00	1.00-		۱- بیماری ویلسون ۲- مک لود Huntington disease like 2 -۳

				Huntington disease like 2 -1
	0.00	1.00-		۲- کره آکانتوسیتوز
				۳- مک لود

برای کاهش علائم بیمار، کدام یک از داروهای زیر را می توان تجویز کرد؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
Aripiprazole	درکاهش تیک و کره بیمار موثر است.	2.00	0.00	
Trihexyphenidyl	می تواند باعث بدتر شدن علائم شود	2.00-	0.00	
Tetrabenazine	درکاهش تیک و کره بیمار موثر است.	2.00	0.00	
Levodopa-carbidopa	می تواند باعث بدتر شدن علائم شود	3.00-	0.00	
propranolol	در درمان علائم بیمار جایگاهی ندارد.	1.00-	0.00	